

Powerbraintuner

Die absolute Weltneuheit, basierend auf den seit Jahrzehnten bekannten und bestens wissenschaftlich erforschten „Binaural-Beats“.

Das ISONO-Team hat jahrelange Erfahrung mit der Ultraschall-Technik, die neuesten Forschungs-Ergebnisse zusammengebracht und damit diese Binaural-Beats in eine neue Dimension befördert. Die Wirkungen der neuen SynaBeats® sind sensationell. Sie wurden neurologisch getestet, die Wirkung eindeutig nachgewiesen. Sehr schnell kann man hiermit zielgerichtet den gewünschten Zustand mit 7 neuen, exklusiven Programmen im Gehirn erreichen.

1. Regeneration

Delta Frequenz für besseren und tieferen Schlaf, Erholung und Förderung der regenerativen Prozesse in Körper und Geist, Stressprävention, ideal für Reisende bei Langstrecken und Jetlag

2. Meditation

Theta Frequenz für Tiefenentspannung und Meditation, Förderung der assoziativen Kreativität, Stressreduktion, Visualisieren

3. Wohlbefinden

Low Alpha Frequenz für absolutes Wohlfühlen, Harmonisierung und Ausgeglichenheit, Stressreduktion, Steigerung des Selbstwertgefühls

4. Kreativität

Alpha Frequenz für fokussierte Kreativität und Intuition, Ausgeglichenheit, Flow Gefühl, Förderung des divergenten Denkens, Hemisphären –Synchronisation

5. Lernfähigkeit

Low Beta Frequenz für entspannte Aufmerksamkeit beim Lernen, Förderung der kognitiven Fähigkeiten, der Gedächtnisleistung und Produktivität, emotionale und körperliche Ruhe bei Aufgabenbewältigung

6. Konzentration

Beta Frequenz für kognitive Aufmerksamkeit und Konzentration, aktives und konzentriertes Lernen, fokussierte Präsenz

7. Spitzenleistung

Gamma Frequenz für geistige Klarheit und höchste Informationsverarbeitung, energetisierend, Spitzenzustände erfahren und , Ritualisierung für Höchstleistung. Ideal für Beruf und Sport.



Damit sie auch richtig angewendet werden können, hat ISONO einen eigenen Player entwickelt. Dieser ist klein, robust und einfach in der Anwendung. So können Sie jederzeit schnell und ohne großen Aufwand, innerhalb von Minuten, Ihr gewünschtes Ziel und den gewünschten Bewusstseinszustand erreichen.

Anders als beim ISONO Sprach- und Mentaltrainingssystem, können hiermit keine Glaubenssätze verändert und Gedankenimpulse gesetzt werden. Der Powerbraintuner stimuliert bestimmte Gehirnfrequenzen direkt mit den SynaBeats.

Bei Schlafstörungen wurden durch 20minütige Anwendungen bereits deutliche Erfolge erreicht. Ganz gezielt lassen sich die genannten Themen ansprechen, wobei die Programme 1 - 3 für den Entspannungs- oder Schlafbereich konzipiert sind, während die Programme 4 - 7 den Wachbereich stimulieren. Das Programm Nr. 7 ist nur für Sportler oder Menschen, die absolute Spitzenleistung bringen wollen entwickelt.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Suchen Sie sich einen ruhigen Platz, an dem Sie entspannt sitzen können und nicht gestört werden. Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie das gewünschte Programm ein, setzen die Ohrhörer oder besser einen Kopfhörer auf und schon geht's los. Die Programme laufen etwa 20 Minuten, das Gerät schaltet danach auf Standby. Viel Erfolg!